



الشركة القابضة
لمياه الشرب والصرف الصحي

نماذج المسار الوظيفي
بتقديم القطاع مياه الشرب والصرف الصحي

دليل
المتدرب

جمع وتداول العينات

فى معمل صرف - الدرجة الرابعة

تم إعداد المادة بواسطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

قطاع تنمية الموارد البشرية - الإدارة العامة للمسار الوظيفي

الإصدار الأول ٢٠٢٤



المحتويات

٣	الفصل الأول: المقدمة
١	١. الهدف من جمع العينات
٢	٢. أنواع العينات
٣	٣ العينة المفردة (البسيطه)
٤	٤ العينة المركبة
٥	٥ إجراءات الأمان أثناء جمع العينات
٦	٦ معدات الحماية الشخصية عند جمع العينات
٧	٧ اتباع تعليمات الأمن الصناعي
٨	٨ عبوات جمع العينات
٩	الفصل الثاني: أماكن جمع العينات
١٠	١. الإرشادات العامة لاختيار موقع اخذ العينة
١١	١١ إمكانية الوصول
١٢	١٢ التدفق
١٣	١٣ التدفق المضطرب
١٤	١٤ تجنب المناطق الراكرة
١٥	١٥ البرنامج الزمني لجمع وتحليل العينات
١٦	١٦ طريقة سحب العينة
١٧	١٧ شروط سحب العينات
١٨	١٨ عينات التحليل البكتريولوجي
١٩	١٩ عينات التحليل الكيميائي
٢٠	٢٠ عينات الحمأة النشطة من أحواض التهوية
٢١	٢١ إجراءات تسلسل العينة
٢٢	٢٢ ملصقات العينات
٢٣	٢٣ السجل
٢٤	٢٤ طلب تحليل العينة
٢٥	٢٥ إجراءات تجهيز أوعية أو عبوات جمع العينات
٢٦	٢٦ حفظ العينات
٢٧	٢٧ حفظ العينات قبل التحاليل
٢٨	٢٨ العوامل المؤثرة في حفظ العينات
٢٩	٢٩ إجراءات حقلية لضبط جودة العينات
٣٠	الفصل الثالث: أنواع جامع العينات تبعاً لطريقة الجمع
٣١	٣١ طرق يدوية
٣٢	٣٢ جامع عينات تليسكوبى
٣٣	٣٣ طرق ميكانيكية
٣٤	٣٤ التجارب الحقلية
٣٥	المراجع

الفصل الأول: المقدمة

يعتمد برنامج التشغيل الناجح لأي محطة معالجة مياه صرف صحي على وجود نتائج سليمة للتحاليل المعملية حيث يعتبر جمع العينات هو الخطوة الأولى للحصول على النتائج والتي عادة ما يحدث فيها أكبر قدر من الأخطاء وتعتمد صلاحية نتائج التحاليل بالدرجة الأولى على الاهتمام بتفاصيل تجميع العينات.

ومن البديهي أن تكون نتيجة أي اختبار صحيحة فقط إذا كانت طريقة جمع العينة لهذا الاختبار صحيحة. ولن تكون العينة صحيحة إلا إذا تم جمعها وتناولها بطرق قياسية وسليمة. فإذا لم تُرَاع الدقة عند جمع العينة، فقد يؤدي ذلك إلى احتمالية حدوث أخطاء في النتائج.

١. الهدف من جمع العينات

هو تجميع حجم مناسب من العينات لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي وتكون كافية وممثلة، وذلك لتسهيل نقلها وتناولها في المعمل. يجب أن يتم ذلك بطريقة تمنع حدوث أي تغيرات في مكوناتها قبل تحليلها وإجراء الاختبارات عليها.

تقديم العينات إلى المعمل لإجراء التحاليل المطلوبة، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار مسؤولية جامع العينات عن صلاحيتها منذ لحظة جمعها وحتى وصولها إلى المعمل.

٢. أنواع العينات

١، ١ العينة المفردة (البسيطه)

هي عينة مفردة تُجمع في وقت ومكان محددين، وتكون ممثلة فقط للمكان الذي أخذت منه وفي ذلك الوقت فقط.

١، ٢ العينة المركبة

هي خليط من العينات تم جمعها من نفس النقطة وفي أوقات مختلفة محددة ومتتابعة بحيث تكون الفترات البيانية متساوية (مثل كل نصف ساعة، أو كل ساعة، أو كل ساعتين، وهكذا).

لا يمكن استخدام العينات المركبة لقياس التحاليل التي يطرأ عليها تغيرات اثناء التخزين، مثل قياس الاكسجين الذائب، حيث تتطلب هذه التحاليل عينات لحظية ويجب قياسها في أقرب وقت ممكن.

٢. إجراءات الأمان أثناء جمع العينات

- نظراً لأن مكونات العينة ملوثة، يجب اتخاذ الاحتياطات المناسبة أثناء أخذ العينات. يمكن أن تنتقل الملوثات عن طريق الجلد أو العينين أو الاستنشاق أو الابتلاع، لذلك يُحظر تماماً تناول المأكولات أو المشروبات أو التدخين أثناء عملية جمع العينات.
- إجراءات الأمان أثناء جمع العينات تشبه إجراءات الأمان العامة المتبعة في المعامل، خاصة عند التعامل مع مياه الصرف الصحي من أي نوع.
- يجب على جامع العينات ارتداء قفازات بلاستيكية لمنع تلامس الجلد مع مياه المجاري.
- ينبغي غسل القفازات بالكامل قبل إزالتها، وبعد ذلك يجب غسل اليدين باستخدام الصابون المطهر.

٣. معدات الحماية الشخصية عند جمع العينات

ينبغي على جامع العينات ارتداء واستخدام معدات الحماية الشخصية الآتية (شكل ١):



شكل (١)

- المريلة البلاستيكية (الجلدية).
- قفاز طويل حتى المرفق.
- حذاء برقبة طويل.
- كمامه.
- نظارة امان.
- خوذة (واقي للرأس).

جامع العينات مجهزاً بالكامل بمعدات الحماية الشخصية.

٤. اتباع تعليمات الأمان الصناعي

يجب مراعاة دواعي الأمان الصناعي أثناء جمع العينة لأن جامع العينة معرض لعدة حوادث منها:

- خطر الانزلاق.
- خطر السقوط.
- خطر التواجد في الأماكن سيئة التهوية.
- خطر التعرض للغازات السامة.
- خطر التلوث العضوي عن طريق التلامس.

٥. عبوات جمع العينات

يجب أن تكون المادة المصنوعة منها العبوة لا تسبب أي تداخلات مع العينة ، مما قد يؤدي إلى أخطاء في نتائج التحاليل. تُصنع العبوات عادةً من الزجاج (شكل ٢) أو البلاستيك (شكل ٣)، وقد يُفضل استخدام أحدهما على الآخر حسب نوع التحليل المستخدم. على سبيل المثال، قد يتم ترشيح السيليكا والصوديوم والبورون من الزجاج اللين ولكن ليس من البلاستيك، وبالتالي، يُفضل استخدام الحاويات الزجاجية الصلبة بالنسبة للعينات التي تحتوي على مركبات عضوية.



شكل (٣)

عبوة جمع عينات مصنوعة من البلاستيك.



شكل (٢)

عبوة جمع عينات مصنوعة من الزجاج.

الفصل الثاني: أماكن جمع العينات

١. الإرشادات العامة لاختيار موقع أخذ العينه

١,١ إمكانية الوصول

- هذا مهم بشكل خاص عندما تكون الرحلات متكررة أو يومية لجمع العينات.
- فى حالة أخذ عينات تدفق المجرى، على سبيل المثال، تجنب غرف التفتيش الموجودة في مناطق حركة المرور المزدحمة.
- اختر معدات خفيفة الوزن وسهلة الحمل والإعداد، مع الأخذ في الاعتبار أن العينة التمثيلية أكثر أهمية من العينة المناسبة.

١,٢ التدفق


يجب أن يكون التدفق في الموقع معروفاً أو قابلاً للقياس ومختلطًا جيداً.

١,٣ التدفق المضطرب

- تشكل المواد الصلبة العالقة والزيوت والشحوم الطافية مشاكل عند جمع العينات حيث تميل هذه المواد إلى التقسيم الطبقي وتكون العينات غير متجانسة.
- اختر موقعًا مختلطًا جيدًا (شكل ٤) يتمثل في اتجاه الخلط المباشر والضروري لجمع العينات الممثلة.


١,٤ تجنب المناطق الراكدة

- تجنب المناطق الراكدة (خاصة إذا كانت عينات المياه تحتوي على مواد صلبة عالفة أو سوائل غير قابلة للامتصاص)، مثل القنوات الهوائية مثل حوض التهوية (شكل ٥).
- اجمع العينات بالقرب من مركز التدفق لمنع ترسب المواد الصلبة.
- ابعد عن الجدران عند جمع العينات (شكل ٦).
- تجنب موقع الدخول (مدخل المحطة) حيث يمكن أن تتجمع المواد الصلبة بكميات غير متناسبة، أو حيث توجد قطع كبيرة من الحطام العائم (شكل ٧) في قناة ما، على سبيل المثال يمكن أن تساعد المصافي في تجنب انسداد خطوط السحب.




شكل (٤)

نقطة جمع العينة لابد ان تكون منطقة خلط جيد.




شكل (٥)

نقطة جمع عينة الحمأة النشطة من حوض التهوية.



شكل (٦)

ابتعد عن الجدران عند جمع العينات.



(٧)

تجنب جمع الأجسام الكبيرة مع العينات.

٢. البرنامج الزمني لجمع وتحليل العينات

• يفضل أن يكون البرنامج الزمني لجمع وتحليل العينات من محطة المعالجة شهرياً ويتم وضعه بمعرفة مدير المعمل بالاشتراك مع مدير المحطة ومدير التشغيل وهذا البرنامج يمكن تعديله أو تغييره عند نهاية كل شهر أو عندما تقتضي الحاجة وذلك (كالنموذج المرفق والذي يوضح مثال لنموذج برنامج شهري لجمع وتحليل عينات لمحطة معالجة).

• عندما يكون مصدر العينة ثابت نوعاً ما على فترات طويلة أو عبر مسافات طويلة في جميع الاتجاهات في مثل هذه الحالات فإن جمع عينة بسيطة لمثل هذا المصدر قد تكون كافية لبيان حالة هذا المصدر على فترات طويلة.

• عندما يكون مصدر العينة يتغير تغييراً كبيراً مع الوقت فإن جمع عينة بسيطة على فترات مناسبة وتحليلها منفصلة يعطى مدى التغير وكيفية ونوعية التغير خلال هذه الفترات وعندما يكون هذا التغير يتغير بتغيير المسافة فضلاً عن الوقت فيتم تجميع عينات منفصلة من عدة أماكن مناسبة.

قبل البدء في عملية جمع العينات يجب أن يتعاون المعمل وإدارة محطة المعالجة لوضع البرنامج الزمني لجمع وتحليل العينات المفصل ويشمل:

١. تحديد أماكن أخذ وجمع العينات المختلفة.

٢. تحديد مواعيد جمع العينات ونوع العينات التي يتم جمعها.

٣. الاختبارات المختلفة التي يتم إجرائها على كل عينة ونوع الفحص وعدد خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر.

جمع وتدالو العينات

٤. لابد ان يشمل البرنامج جميع التحاليل المنصوص عليها بالقانون و اللوائح المنظمة والتي يحدد معايير صرف المخلفات السائلة.

٤. طريقة سحب العينة

- **تُسحب العينة من مكان مناسب بحيث تكون مماثلة لطبيعة المياه على قدر المستطاع.**
- **إذا كان هناك أكثر من مخرج لمحطة المعالجة الواحدة فيجب سحب عينات منفصلة من هذه المخارج كل على حده.**

- **يجب ألا يسمح ببقاء أي فقاوة غازية أو أي جزء غير مملوء ما بين سطح الماء داخل الوعاء وبين السداده عند ملء الوعاء.**

- **يراعى عند سحب العينة وضع فوهه الوعاء عكss اتجاه تيار الماء.**

- **يجب غمر الوعاء من ٢٠ سم إلى ٣٠ سم بحيث لا يتم سحب العينة من السطح أو القاع.**

٥. شروط سحب العينات

١،٥ عينات التحليل البكتريولوجي

لضمان دقة وموثوقية نتائج التحليل البكتريولوجي، يجب اتباع الخطوات الآتية:

١. **يُستَعمل وعاء من الزجاج المتعادل لا يقل حجمه عن ٢٥٠ مللى له غطاء زجاجى مصنفر مع حماية هذا الغطاء بورق سوليفان أو رقائق الومنيوم.**

٢. **توضع كمية من ثيوکبريتات الصوديوم فى الوعاء قبل تعقيمها (ونذلك لنزع الكلور الحر).**

٣. **يجب ملء ثلاثة أرباع العبوة وتوضع فى صندوق ثلاجة مباشرةً ويتم تحليتها قبل مرور ٦ ساعات.**

٢،٥ عينات التحليل الكيميائى


إذا كانت العينة المراد جمعها سيجرى عليها تحليل كيميائى فإنه يجب معرفة هذه التحاليل حتى يمكن تطبيق عملية الجمع بطريقة صحيحة ويجب أن يكون هناك بيانات خاصة لكل عينة.

٣،٥ عينات الحمأة النشطة من أحواض التهوية

- **يجب أخذ هذه العينات بالذات فى نفس الوقت من اليوم ومن أماكن متعددة من أحواض التهوية، على امتدادها، ومن كل ربع لكل حوض. ثم يتم خلط هذه العينات لتكون عينة واحدة تمثل حوض التهوية.**

جمع وتداول العينات

- يجب أن يتاسب حجم العينة المأخوذة من كل حوض في حالة وجود أكثر من حوض (شكل ٨) يوضح أماكن اخذ وتجميع العينات من محطة معالجة مياه صرف صحي.



(٨) شكل

يوضح أماكن اخذ وتجميع العينات من محطة معالجة مياه صرف صحي.

٦. إجراءات تسلسل العينة

تضمن نماذج سلسلة العينة المصممة والمنفذة بشكل صحيح سلامة العينة من جمع البيانات إلى إبلاغ البيانات كما يتضمن ذلك أيضًا القدرة على تتبع حيازة العينة ومعالجتها من وقت الجمع وحتى التحليل والتخلص النهائي.

٦,١ ملصقات العينات

يتم استخدام الملصقات لمنع الخطأ في تحديد العينة على أن يتضمن الملصق المعلومات التالية على الأقل: (رقم عينة فريد، نوع العينة، اسم جامع العينة، تاريخ ووقت التجميع، مكان التجميع، طريقة حفظ العينة، تاريخ ووقت الحفظ).

٦,٢ السجل

يتضمن السجل ما يلى:

- الغرض من أخذ العينات.
- موقع نقطة أخذ العينات.
- اسم وعنوان جهة الاتصال الميدانية.
- منتج المواد التي يتم أخذ عينات منها في حالة الصرف الصناعي.
- العنوان إذا كان مختلفاً عن الموقع.
- نوع العينة وطريقة وتاريخ ووقت الحفظ.
- تكوين العينة بما في ذلك التركيزات.
- عدد وحجم العينة (العينات) المأخوذة.
- وصف نقطة أخذ العينات وطريقة أخذ العينات.
- تاريخ ووقت الجمع.
- اسم جامع العينة.
- رقم (أرقام) تحديد العينة.
- توزيع العينة وكيفية نقلها.
- مراجع مثل خرائط أو صور فوتوغرافية لموقع أخذ العينات؛ الملاحظات والقياسات الميدانية والتوقعات من المسؤولين عن الملاحظات.

جمع وتداول العينات

- ضروري لتسجيل المعلومات الكافية بحيث يمكن للمرء إعادة بناء حدث أخذ العينات دون الاعتماد على ذاكرة الجامع.
- حماية دفتر السجل والاحتفاظ به في مكان آمن (شكل ٩) يوضح بطاقة بيانات عبوة عينة.

نموذج رقم (١٠) قطاع المعامل

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة

قطاع المعامل – الأدارة العامة لمعامل الصرفبطاقة بيانات عبوة عينة

موقع العينة.....

نوع العينة..... درجة الحرارة.....

تاريخ الجمع الساعة.....

جامع العينة.....

الجهة التابع لها.....

الفحوص المطلوبة.....

شكل (٩)

بطاقة بيانات عبوة عينة.

٦،٣ طلب تحليل العينة

يرفق طلب تحليل العينة بالعينات إلى المعمل حيث يقوم جامع العينات بإكمال الجزء الميداني من هذا النموذج الذي يتضمن معظم المعلومات ذات الصلة المذكورة في دفتر السجل.

يجب ملء الجزء المعملى من هذا النموذج من قبل موظفي المعمل، ويتضمن الآتى:

١. اسم الشخص الذي يتلقى العينة – رقم العينة – تاريخ استلام العينة.
٢. حالة كل عينة (على سبيل المثال، إذا كانت باردة أو دافئة، سواء كانت الحاوية ممتئ أم لا، لون، في حالة وجود أكثر من مرحلة، وما إلى ذلك)

سجل حيازة العينة

.....المحطة:القطاع:المعلم:

مكان جمع العينة
رقم الكودى
عبوة الجمع (زجاج / بلاستيك)
درجة الحرارة درجة منوية
المادة الحافظة
نوع العينة (بسيطة / مركبة)
تاريخ الجمع / التوقيت
اسم جامع العينة
مستلم العينة الأول / التوقيت
مستلم العينة الثاني / التوقيت
تم إقتسام العينة مع
التاريخ / التوقيت
الاختبارات المطلوبة
<u>التخلص من العينة بمعرفة</u>
تاريخ التخلص / التوقيت

..... ملاحظات:

يعتمد،

٧. إجراءات تجهيز أوعية أو عبوات جمع العينات

● يجب التنبيه على عامل المعمل بغسل جميع زجاجات جمع العينات والأدوات الزجاجية ماعدا المستخدمة في اختبار الأكسجين الحيوي المستهلك بمنظف جيد كل مرة بعد استخدامها وشطفها جيدا بعد ذلك بماء منزوع الأيونات كما يتم شطف هذه الزجاجيات بحامض الهيدروكلوريك المخفف بنسبة ١:١ مرة أسبوعيا ثم تشطف بعدها ثلث مرات بمياه منزوعة الأيونات وتتبع نفس الخطوات مع الأدوات المستخدمة في اختبار الأكسجين الحيوي المستهلك مع تجنب استخدام المنظفات ويتم شطفها بالحامض بعد كل استخدام.

● الأدوات الزجاجية المستخدمة في الاختبارات البكتريولوجية يجب ان تكون نظيفة وملفوقة جيدا في ورق الألومنيوم كما يتم تعقيمها في الأوتوكلاف بعد كل استخدام ويجب ترك ورق الألومنيوم على الأدوات الزجاجية حتى الاستخدام التالي.

جمع وتداول العينات

- العبوات وكذلك أغطية هذه العبوات المستخدمة في تجميع عينات لقياس المواد الغير عضوية والعوامل الأخرى. ويجب غسلها بمنظف صناعي لا يحتوى على فوسفات وباستخدام فرشاة نظيفة وتعسل العبوات الزجاجية بحمض الكروميك.
 - يجب غسل العبوات أولاً بالماء العادي ثم الماء المقطر ثم بإمرار البخار بها ويجب قلب العبوات لتصفية الماء وتجفيفها كما يجب تعقيم العبوات المستخدمة في تجميع عينات الميكروببولوجي.
 - العبوات المستخدمة في تجميع عينات لتحليل العناصر يجب غسلها بحمض النيتريك مخفف (1 نيتريك + 4 ماء) ثم شطفها بالماء المقطر والعبوات المستخدمة لتجمیع عینات لتحليل المركبات العضوية يجب غسلها بالأسیتون ثم امرار البخار بها.
 - عدم استخدام أي عبوات معملية سبق استخدامها مع محليل مرکزة في جمع العينات المراد تحلیلها.
 - اختبر المواد الحافظة والزجاجات للتأكد من صلاحيتها قبل نقلها الى مكان أخذ العينة. ويجب أن تكون المواد الحافظة على درجة عالية من النقاوة كما يجب حفظ المواد الحافظة لتحليل معین مع العبوة المستخدمة لتجمیع عینات هذا التحلیل.
 - حفظ عبوات جمع العينات في مكان نظيف خالي من الأتربة - الأبخرة - الميكروبات والتأكد من النظافة التامة لوسيلة نقل العينات.
 - يجب حفظ كل الأجهزة والمعدات المستخدمة في تجميع العينات نظيفة مغلفة برقائق الألومنيوم سبق غسلها.
 - العبوات المعقمة لجمع العينات لتحليل البيولوجية يجب أن تحفظ معقمة طول الوقت حتى الاستخدام.
 - تجنب تعرض الأدوات والمعدات المعدنية للأحماض وأبخرتها.
 - عدم تعريض عبوات العينات المجمعة لأشعة الشمس وحفظها في درجة حرارة منخفضة.
٨. حفظ العينات
- ٨، ١ حفظ العينات قبل التحاليل
- تتأثر بعض العناصر المراد تحلیلها بتخزين العينات أكثر من غيرها. على سبيل المثال تتعرض بعض الكاتيونات للفقد بسبب الامتراز أو التبادل الأيوني على جدران الحاويات الزجاجية. وتشمل هذه الألومنيوم، والكادميوم، والكروم، والنحاس، والحديد ، والرصاص، والمنغنيز ، والفضة، والزنك، والتي من الأفضل جمعها في زجاجة نظيفة منفصلة وتحميسها بحمض النيتريك إلى درجة حموضة أقل من ٢٠ لتقليل الترسيب والامتصاص على جدران الحاوية.

جمع وتداول العينات

من العوامل المؤثرة جدًا أيضًا الوقت بين جمع العينة واجراء التحاليل فكما قلنا من قبل الحفظ يؤدي فقط لتأخير التغيرات ولهذا فإن أقصى وقت بين جمع العينة واجراء التحاليل يتراوح بين دقائق الى ايام.

٨,٢ العوامل المؤثرة في حفظ العينات

٨,٢,١ قيمة الأُس الهيدروجيني

يعتبر تغيير الحموضة من العوامل الأساسية لحفظ العينات، حيث إن ارتفاع الأُس الهيدروجيني قد يساعد في تحرر بعض المواد العضوية الذائبة أو العناصر الذائبة.

٨,٢,٢ درجة الحرارة

درجة الحرارة من العوامل المساعدة لتحرير المركبات والعناصر الذائبة لذلك خفض درجة الحرارة أحد العوامل المهمة في حفظ العينات.

٨,٢,٣ مدة الحفظ

من العوامل المؤثرة أيضًا الوقت بين جمع العينة واجراء التحاليل فكلما قلت مدة الحفظ تقل التغيرات على مكونات العينة.

٤ إضافة المواد الحافظة


بعض المكونات الفيزيائية والكيميائية للعينة يمكن أن تصل لحالة استقرار بإضافة مركبات كيميائية (مواد حافظة) محددة إما مباشرة بعد جمع العينة أو قبلها.

هناك كواشف خاصة ضرورية لحفظ بعض العناصر (مثل تعين الأكسجين، السيانيد الكلى والكبريتيدات) حيث تتطلب أن تحفظ العينة بالموقع.

من الضروري أن لا تحدث المواد الحافظة المستخدمة أي تداخل عند التحليل ويتم إجراء اختبارات على المواد الحافظة للتحقق من مدى توافقها في حالة الشك. عند تخفيف العينة بمادة حافظة، ينبغيأخذ ذلك في الاعتبار خلال التحليل وحساب النتائج. ومن الأفضل إضافة المواد الحافظة إلى العينات باستخدام محليل مركزة، مما يسمح باستخدام كميات صغيرة فقط وتجاهل التخفيف في معظم الحالات.

ينبغي تجنب استخدام المواد الحافظة الصلبة، مثل هيدروكسيد الصوديوم لأنها قد تسبب تدفئة بسيطة تؤثر سلبًا على العينة نظرًا لكونها مادة طاردة للحرارة (شكل ١٠) يوضح خطوات جمع وحفظ وتداول العينات

جمع وتداول العينات



شكل (١٠)

يوضح خطوات جمع وحفظ وتداول العينات.

٩. إجراءات حقلية لضبط جودة العينات

- بعض العينات لا بد من تجميعها في صورة عينات مركبة حتى تكون ممثلة للواقع والتي يتم جمعها إما خلال فترة زمنية معينة أو تجميعها من عدة نقاط مختلفة.
- لابد من تثبيت مكان أو نقطة أخذ العينة عن طريق الوصف الدقيق الكافي باستخدام خرائط يوضح عليها أماكن جمع العينات أو استخدام علامات ثابتة أو عوامات أو علامات أرضية ولا بد أن تكون هذه العلامات واضحة وظاهرة ويسهل الوصول إليها دون الاستعانة بأشخاص آخرين أو الاعتماد على الذكرة.
- يجب تبريد العينات التي تُجمع ساخنة تحت ضغط معين وهي ماتزال تحت نفس الضغط.
- عند تجميع عينات من مجاري مائي لا بد من الأخذ في الاعتبار أن نتائج التحاليل تختلف باختلاف عمق المجاري المائي، وسرعة تدفق المياه بالمجاري المائية، والمسافة بين جانبي المجاري المائية.
- في حالة جمع عينة من مجاري مائي يلزم عمل عينة متكاملة باستخدام جامع عينات وذلك بجمع عينات من القمة إلى القاع في وسط المجاري المائي أو عينات من جانب المجاري إلى الجانب الآخر على عمق متوسط مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأحجام المجموعة متوافقة مع سرعة التدفق بالمجاري المائية.
- في حالة جمع عينة بسيطة من مجاري مائي فلا بد أن تكون العينة من منتصف المجاري المائي وعلى ارتفاع يتوسط عمق المجاري المائي.
- القياسات الحقلية مثل قياس الأَس الهيدروجيني ودرجة الحرارة والغازات الذائبة يجب إجراؤها على جزء منفصل من العينة ثم التخلص منه بعد إجراء التحليل مباشرةً جدول رقم (١) يوضح الاشتراطات الواجب اتباعها لطرق سحب وحفظ العينات للتحليل الكيميائي.

جمع وتداول العينات

نوع التحليل	نوع العبوة	أقل حجم مطلوب	نوع العينة	حفظ العينة
المحوضة PH	زجاج / بلاستيك	١٠٠ مل	لحظية	مبردة
الفلوية Alkalinity	زجاج / بلاستيك	٢٠٠ مل	لحظية	مبردة
الاكسجين الحيوي الممتص BOD_5	زجاج / بلاستيك	١٠٠٠ مل	لحظية / مركبة	مبردة
الاكسجين الكيماوي الممتص COD	زجاج / بلاستيك	١٠٠ مل	لحظية / مركبة	مبردة ومحمضة
المواد الصلبة Solids	زجاج / بلاستيك	٢٠٠ مل	لحظية / مركبة	مبردة
الكلور المتبقى R Cl	زجاج / بلاستيك	٥٠٠ مل	لحظية	بعد جمع العينة مباشرة
الامونيا Ammonia	زجاج / بلاستيك	٥٠٠ مل	لحظية / مركبة	مبردة
نيتریت Nitrate	زجاج / بلاستيك	١٠٠ مل	لحظية / مركبة	في أقرب وقت
الزيوت والشحوم Oil and grease	زجاج ذات فوهة واسعة	١٠٠٠ مل	لحظية	مبردة ومحمضة

جدول (١)


يوضح الاشتراطات الواجب اتباعها لطرق سحب وحفظ العينات للتحليل الكيميائي.

الفصل الثالث: أنواع جامع العينات تبعًا لطريقة الجمع

١. طرق يدوية

العينات التي يتم تجميعها يدويا لها أدوات مخصصة لذلك يراعى فيها ما يلى:


- طول ذراع أداة الجمع (شكل ١١) يجب ان يكون كافيا للوصول الى العمق المطلوب مع مطابقة احزمة الربط لأداة جمع العينات لزجاجة العينة نفسها وكذلك القاعدة المثبتة عليها.
- المادة المصنوع منها عبوة العينة هي مادة البلاستيك لكافة العينات ومن الزجاج لاختبار الزيوت والشحوم.
- احكام اغطية عبوة العينات جيدا مع تواجد سلة لجمع عبوات العينات.
- نظافة عبوات العينات قبل الاستخدام وبعده.
- يجب تجنب سحب أي مواد طافية أثناء جمع العينة قدر الإمكان. وذلك يتم عن طريق غمس إناء جمع العينة تحت مستوى سطح الماء بمسافة كافية، ثم التخلص من أي أجزاء يزيد حجمها عن ربع بوصة (٢,٥ سم).
- يجب جمع عينة بسيطة عند إجراء اختبارات مثل الأُس الهيدروجيني، درجة الحرارة، السيانيد، كبريتيد الهيدروجين، الكلور الحر، بعض المواد الصلبة، الزيوت والشحوم، بالإضافة إلى الاختبارات البكتريولوجية وعينات الفحص المجهري.
- يفضل أن يتم اختبار الأكسجين الذائب مباشرة في الموقع. كما يتم جمع عينة بسيطة حالة إذا كان مجرى الصرف الذي يتم اختباره غير جاري بصفة مستمرة أو عند وجود حالة غير عادية أو غير مرغوب فيها (شكل ١٢) يوضح اشكال المختلفة لجامع العينات اليدوى.



شكل (١١)

أداة يدوية لجمع العينات.

جمع وتداول العينات



شكل (١٢)

يوضح اشكال المختلفة لجامع العينات.

بالنسبة للعينات التي تتطلب تعين مواد فيزيائية وكيميائية نملئ العبوة تماماً ونغلقها بحيث لا نسمح بوجود هواء أعلى العينة بالعبوة وهذا يقلل من تفاعل العينة مع الغاز الموجود أعلى العبوة، ويقلل من رج العينة أثناء النقل.

١.١ جامع عينات تليسكوبى

لجمع عينات الصرف الصحي والصناعي بحزام محكم عام وسريع التحكم والربط. الوحدة مصنوعة من البولي بروبيلين. هو عبارة عن وحدة لجمع العينات السائلة حر الحركة بأدوات قابلة للاستبدال ليسهل

استخدامه لأغراض متعددة. الأدوات اللازمة هي (دورق متعدد الجوانب، كأس كبيرة بندولى الحركة، ماسك لزجاجة جمع العينة، كأس من الصلب المقاوم للصدأ Stainless steel، وحدة غطس).

هذه الوحدة تعتبر نموذجية لجمع عينات من حمامات السباحة، وخزانات المياه، ومداخل المناجم، ومصادر المياه المفتوحة. يمكن الوصول إلى مصادر المياه العميقة التي قد تصل إلى ستة أمتار باستخدام ذراع الألمنيوم القابلة للضبط والتي يمكن أن ترتكب على جامع العينات التلسكوبى. (شكل ١٣) يوضح جامع عينات تلسكوب بamasك لزجاجة.



شكل (١٣)

جامع عينات تلسكوب بamasك لزجاجة.

٢، ١ جامع العينات التلسكوبى بدورق من الصلب المقاوم للصدأ

جامع العينات التلسكوبى بدورق من الصلب المقاوم للصدأ وقابل للتعقيم، الدورق مزود بكاشط بسعة تصل إلى ١٠٠٠ مل. تُعتبر هذه الوحدة مثالية لجمع عينات البوارة والحببات والمعالجين، بالإضافة إلى الطمى أو الطين (شكل ١٤) جامع العينات التلسكوبى بدورق من الصلب المقاوم للصدأ.



شكل (١٤)

جامع العينات التلسكوبى بدورق من الصلب المقاوم للصدأ.

جمع وتداول العينات

٢. طرق ميكانيكية

من ضمن طرق جمع العينات الأوتوماتيكية هو استخدام جامع العينات الأوتوماتيكي، واد (شكل ١٥) يوضح اشكال المختلفة لجامع العينات أوتوماتيكي.

- في حالة استخدام جامع العينات الأوتوماتيكي، يتم ضبطه ليقوم بعملية الشطف أتوماتيكياً قبل وبعد جمع العينة، مما يضمن خلو خراطيم السحب من أي روابس أو تراكمات سابقة.
- لضمان كفاءة عمل جامع العينات الأوتوماتيكي، يجب ضبط البرمجة المناسبة وفقاً للزمن وحجم العينة المطلوبة.
- يقوم الجهاز أيضاً بالكشف عن مصفاة خط السحب وإزالة العوالق أو الشوائب الموجودة عليها. كما يختبر دورة الشطف وكمية المياه المسحوبة عن طريق معايرتها بزجاجة اختبار مدرجة.



شكل (١٥)

يوضح اشكال المختلفة لجامع العينات أوتوماتيكي.

٣. التجارب الحقلية

التجارب التي يتم قياسها بالحقل نظرًا لحدوث تغيرات بالعينة بمرور الوقت:

أ- الحرارة Temperature

ب- الأُس الأيدروجيني pH

ج- الكلور المتبقى Residual chlorine

د- المواد الصلبة الذائبة Total dissolved solids (TDS)

هـ- التوصيل الكهربائي Electrical conductivity

و- الأكسجين المذاب Dissolved oxygen

المراجع

١. الادارة العامة للمسار الوظيفي: ٢٠٢٣ ، مصر ، كيميائى صرف حديث ، جمع وتداول العينات الاصدار الثاني.
٢. المدارس الفنية الثانوية لمياه الشرب والصرف الصحى ، ٢٠١٥/٢٠١٦ ، مقرر تكنولوجيا معالجة مياه الصرف الصحى.

قام باعداد الإصدار الأول كلاً من السادة الآتى أسمائهم بالترتيب الأبجدى:-

- | | |
|--|--------------------------|
| شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم | ك/ المعتز عبد الجليل على |
| شركة مياه الشرب والصرف الصحي بنى سويف | ك/ أميرة فيصل سمحان |
| السادة الآتى أسمائهم بالترتيب الأبجدى:- | |

- | | |
|--|--------------------------------|
| شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية | ك/ احمد سعيد محمد حليمة |
| شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة | ك/ اسامه تركى المهدى |
| شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم | ك/ المعتز عبد الجليل على |
| شركة مياه الشرب والصرف الصحي بنى سويف | د/ أميرة فيصل سمحان |
| شركة القاهرة للصرف الصحي | د/ حازم حسن رجب |
| شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية | ك/ رانيا محمد شكري |
| الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي | ك/ شيماء محمد على |
| شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكرف الشيخ | ك/ عاطف فوزى حسن الفرجانى |
| شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية | ك/ محمد عامر عبد الغنى |
| الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي | ك/ محمد على ابراهيم الاخناوي |
| شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم | د/ مروة محمود محمد فيصل |
| الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي | د/ هانى التهامى إبراهيم حمدان |
| شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربيه | ك/ ياسمين عزت عبدالجود المسيري |

تمت أعمال التنسيق والإخراج الفنى لهذا الإصدار بواسطة كلاً من:-

- | | |
|--|--------------------------------------|
| المعلم المرجعي للصرف الصحي | د/ محمد الصوفى زين العابدين عز الدين |
| الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي | |
| الادارة العامة للمسار الوظيفي – الشركة القابضة | |
| لمياه الشرب والصرف الصحي | ك/ صوفيا محمد محمود عفيفى |